
Encore

MOBILITÉ

BRODA

Fauteuil de mobilité





Avantages pour les patients, les aidants et les établissements de santé

- Accroît la qualité de vie et facilite le rapport avec l'environnement
- Permet au patient de se déplacer facilement et de manoeuvrer le fauteuil de manière sécuritaire
- Réduit les blessures et les chutes en assurant un positionnement et un soutien stables



Nouveau modèle de châssis, comprenant des bras réglables et l'option dossier haut



L'inclinaison du siège frontal pivotant garantit une position idéale pour l'autopropulsion



L'option de Bascule Dynamique apaise et apporte du réconfort



La technologie Comfort Tension Seating® assure un meilleur maintien et un confort prolongé en position assise





Fauteuil de mobilité

Encore plus de confort, de fonctionnalités et de style

CHOIX DE HOUSSE






















CARACTÉRISTIQUES

Inclinaison	Jusqu'à 33° (avec Bascule Dynamique)
Capacité de poids	Jusqu'à 114 kg (350 lbs.)
Largeurs de siège	40cm, 45cm, 50cm, 55cm, 61cm, 66cm, 71cm (16", 18", 20", 22", 24", 26", 28") 40cm, 45cm, 50cm, 55cm avec Bascule Dynamique (16", 18", 20", 22")
Profondeurs de siège	43cm, 46cm, 50cm (17", 18.5", 20") 39cm, 43cm, 46cm, 50cm avec Bascule Dynamique (15.5", 17", 18.5", 20")
Longueurs de dossier	55cm, 81cm, 85cm, 89cm (22", 32", 33.5", 35")
Hauteur du sol au siège	Ajustable 31-44cm (12.5" - 17.5") Ajustable 35-48cm avec Bascule Dynamique (14"-19")
Roues	Roulettes avant de 12.5cm : Verrouillage total (5") Roues avant Mag de 50cm ou 55cm (20" ou 22") Roues avant Mag de 36cm (14") Roulettes arrières de 12.5cm (5")
Châssis garanti à vie	10 ans sur le châssis tubulaire en acier de calibre 16
Siège et dossier réducteurs de pression	Dotés de la technologie Comfort Tension Seating®
Rembourrage standard	Dossier haut : Appui-nuque, supports d'épaule, coussins latéraux inférieurs, coussin pour siège et dossier avec housse. Dossier court : coussins latéraux inférieurs, coussins de siège et de dossier avec housse

CHOIX DU CHÂSSIS

















Accessoires supplémentaires disponibles : repose-pieds, kits de rembourrage spécialisés, plateaux et sangles de positionnement