

P. O. : _____	Date : _____	N° client : _____
Nom du client : _____	Expédier à : _____	_____
Adresse : _____	Adresse : _____	_____
Tél. : _____	Tél. : _____	_____
Responsable : _____	Responsable : _____	_____
Courriel : _____	Étiquetage : _____	_____




Caractéristiques standard	
<ul style="list-style-type: none"> · Structure tubulaire en acier peinte par pulvérisation · Siège incl. à toutes positions jusqu'à 45° · Appui-bras à hauteur fixe · Profondeur du siège ajustable 16" - 20" · Hauteur du siège ajustable 14" - 19" · Plusieurs dimensions de roues, roulettes et fourches · Freins verrouillables 	<ul style="list-style-type: none"> · Repose-pieds pivotants enfichables · Palettes composites · Panneaux latéraux rembourrés · Angle du dossier ajustable · Capacité de 250 livres · Coussin de siège, dossier et appui-tête non inclus

Fauteuil de réadaptation Comfort (587) - Prix suggéré : 2595 \$

Couleur	
Structure : <input type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Standard	
Options pour siège et dossier	
Largeur du siège : <input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20" <input type="radio"/> 22"	incl. 195 \$ 195 \$
Prof. du siège : <input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 19" <input type="radio"/> 20"	incl. 195 \$ 195 \$
● Plateau de siège solide installé en usine incl.	

Hauteur du siège : <input type="radio"/> 14" <input type="radio"/> 14.5" <input type="radio"/> 15" <input type="radio"/> 15.5" <input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 16.5" <input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 17.5" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 19"	incl. incl. incl. incl. incl. incl. incl.
---	---

Hauteur du dossier : <input type="radio"/> Très bas, double courbe (16") fixe <input type="radio"/> Très bas (16") repliable <input type="radio"/> Bas (18") repliable <input type="radio"/> Moyen (21") repliable <input type="radio"/> Élevé (24") repliable	Standard 220 \$ 220 \$ 220 \$ 220 \$
Angle du dossier : <input type="radio"/> 5° <input type="radio"/> 10° <input type="radio"/> 15° <input type="radio"/> 20°	



Consulter le tableau de combinaison siège/roues pour sélectionner.

Roues avant	
<input type="radio"/> Roulettes avant 5", fixes (paire)	Standard
<input type="radio"/> Roulettes avant 6", fixes (paire)	incl.
<input type="radio"/> Roulettes avant 8", fixes (paire)	incl.

Roues arrière	
<input type="radio"/> Roues mag 20" (paire)	Standard
<input type="radio"/> Roues mag 22" (paire)	incl.
<input type="radio"/> Roues mag 24" (paire)	incl.

Fourches de roulettes (requis)	
<input type="radio"/> Petites - recommandées avec les petites roues mag (20" et 22") et les sièges bas	incl.
<input type="radio"/> Moyennes - recommandées avec les grandes roues mag (24") et les sièges élevés	incl.

Position roues mag : ajusté à l'usine (ajustable plus tard)	
<input type="radio"/> A (plus avancée et manoeuvrable)	incl.
<input type="radio"/> B	incl.
<input type="radio"/> C	incl.
<input type="radio"/> D* (plus reculée et stable)	incl.
*Non recommandé avec les roues mag de 20"	

<input type="radio"/> Extensions pour blocage des roues (paire)	66 \$
---	-------

● Disp. antibasculement (installés en usine)	incl.
--	-------

Options d'accoudoirs et appui-bras	
<input type="radio"/> Appui-bras à hauteur fixe	Standard
<input type="radio"/> Appui-bras amovible à hauteur ajustable	250 \$

Options pour repose-pieds	
<input type="radio"/> Escamotables 75° (paire)	NC
<input type="radio"/> Escamotables 60° (paire)	NC
<input type="radio"/> Élévateurs escamotable 75° (paire)	325 \$
<input type="radio"/> Élévateurs escamotable - style européen (paire) avec plaques ajustables (paire)	405 \$

Type de support :	
<input type="radio"/> Installation droite en 1 étape (paire)	incl.
<input type="radio"/> Installation courbée en 1 étape (paire)	incl.
<input type="radio"/> Installation droite - embout et selle (paire)	incl.
<input type="radio"/> Installation courbée - embout et selle	incl.
<input type="radio"/> Installation 1 étape IKON - style européen (paire)	incl.

Accessoires	
<input type="radio"/> Attaches-chevilles (paire)	20 \$
<input type="radio"/> Support pour mollets	60 \$
<input type="radio"/> Plaque repose-pieds	110 \$

Accessoires courants	
----------------------	--

Ceintures de sécurité :	<input type="radio"/> Ceinture de sécurité	<input type="radio"/> Boucle centrée	<input type="radio"/> Boucle de côté	<input type="radio"/> Boucle de côté	52 \$
Plateaux :	<input type="radio"/> Plateau ABS + courroie (16", 18" 20" 22" - selon largeur du siège)	<input type="radio"/> Courroie cousue	<input type="radio"/> Gris	<input type="radio"/> Noir	304 \$
	Couvre-plateau (coussiné)(pour TRAY-ABS)				155 \$
	<input type="radio"/> Plateau ABS transparent + courroie (16", 18" 20" 22" - selon largeur du siège)	<input type="radio"/> Courroie cousue	<input type="radio"/> Gris	<input type="radio"/> Noir	314 \$

Autre :	<input type="radio"/> Poteau pour soluté (comprend support de montage)	<input type="radio"/> Avant	<input type="radio"/> OU	<input type="radio"/> Arrière	98 \$
	<input type="radio"/> Support à oxygène (comprend support de montage)	<input type="radio"/> Avant	<input type="radio"/> OU	<input type="radio"/> Arrière	165 \$
	<input type="radio"/> Sac pour accessoires (noir), par sac				41 \$
	<input type="radio"/> Sac pour accessoires - 2 initiales)	<input type="radio"/> Effet brosse	<input type="radio"/> OU	<input type="radio"/> Police standard	26 \$
	<input type="radio"/> Porte-gobelet				46 \$

Matrx® Seating



Coussins pour siège Matrx®

La taille du coussin doit correspondre à la dimension du siège choisi

Prof. du coussin :	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20" <input type="radio"/> 22" (seulement avec les coussins PS)
---------------------------	--

Larg. du coussin :	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20"	Largeur du coussin :	<input type="radio"/> 22"
<input type="radio"/> Libra - pour risques élevés d'irritation cutanée	745 \$	<input type="radio"/> Libra - pour risques élevés d'irritation cutanée	1.025 \$
<input type="radio"/> Vi - pour risques modérés d'irritation cutanée	624 \$	<input type="radio"/> Vi - pour risques modérés/élevés d'irritation cutanée	681 \$
<input type="radio"/> PSP - pour risques modérés/élevés d'irritation cutanée	645 \$	<input type="radio"/> PS - pour risques faibles/modérés d'irritation cutanée	975 \$
<input type="radio"/> PS - pour risques faibles/modérés d'irritation cutanée	569 \$		

Accessoires pour coussins	<input type="radio"/> Libra liquide supplémentaire	120 \$
Libra :	<input type="radio"/> Libra coin hémi 1"	101 \$
	<input type="radio"/> Libra coin antérieur 1"	202 \$
	<input type="radio"/> Libra coin conique gauche	85 \$
	<input type="radio"/> Libra coin conique droit	85 \$
	<input type="radio"/> Libra abducteur	85 \$

Accessoires pour coussins Vi, PSP et PS :	<input type="radio"/> Trousse obliquité pelvienne	85 \$
Coussin rigide :	<input type="radio"/> 16" P <input type="radio"/> 18" P <input type="radio"/> 20" / 22" P	
Tous les coussins	16" larg. <input type="radio"/> 115 \$ <input type="radio"/> 115 \$ <input type="radio"/> 115 \$	
	18" larg. <input type="radio"/> 115 \$ <input type="radio"/> 115 \$ <input type="radio"/> 115 \$	
	20" larg. <input type="radio"/> 115 \$ <input type="radio"/> 115 \$ <input type="radio"/> 115 \$	
	22" larg. N/A <input type="radio"/> 115 \$ <input type="radio"/> 115 \$	

Dossiers Matrx®

La taille du dossier doit correspondre à la dimension du siège choisi

Hauteur du dossier : <input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" (sauf PB et PB Deep) <input type="radio"/> 20"	
Largeur du dossier : <input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20"	Largeur du dossier : <input type="radio"/> 22"
<input type="radio"/> Elite TR - Recommandé pour les applications avec inclinaison et basculement 866 \$	<input type="radio"/> Elite TR - Recommandé pour les applications avec inclinaison et basculement 1,151 \$
<input type="radio"/> Elite - Recommandé pour les utilisateurs plus actifs 766 \$	<input type="radio"/> Elite - Recommandé pour les utilisateurs plus actifs 1,051 \$
<input type="radio"/> Elite Deep - Recommandé pour les utilisateurs actifs ayant besoin d'un soutien additionnel 918 \$	<input type="radio"/> Elite Deep - Recommandé pour les utilisateurs actifs ayant besoin d'un soutien additionnel 1,095 \$
<input type="radio"/> PB - Recommandé pour les utilisateurs peu actifs ayant besoin d'un confort accru 734 \$	
<input type="radio"/> PB Deep - Recommandé pour les utilisateurs peu actifs ayant besoin d'un confort et d'un soutien accru 892 \$	
Accessoires pour support latéral :	Écrans d'intimité :
<input type="radio"/> Supports fixes Elite 5"H x 7,5"L 116 \$	<input type="radio"/> 16" largeur 53 \$
<input type="radio"/> Quincaillerie pour support escamotable Elite 243 \$	<input type="radio"/> 18" largeur 53 \$
<input type="radio"/> Coussins latéraux escamotables (ch.) 4,25"H x 6,5"L 122 \$	<input type="radio"/> 20" largeur 53 \$
	<input type="radio"/> 22" largeur 53 \$

Appui-tête Matrx®

Fixation : <input type="radio"/> Quincaillerie pour appui-tête Elan - Requis pour l'installation 285 \$
Options :
<input type="radio"/> Coussin Elan standard avec housse standard <input type="radio"/> 10" <input type="radio"/> 14" 310 \$
<input type="radio"/> Coussin Elan 4 points <input type="radio"/> 9" x 7" <input type="radio"/> 11" x 10" 448 \$
<input type="radio"/> Bandeau Elan avec coussin 4 points <input type="radio"/> Petit <input type="radio"/> Large 610 \$

Options supplémentaires :

Directives de livraison ou demandes particulières :

Total : \$

587V3: SEAT HEIGHT & WHEEL COMBINATIONS									
SEAT HEIGHT	MAG WHEEL	CASTER WHEEL	CASTER FORK	MAG PLATE HOLE #	CASTER FORK HOLE #	ANTI-TIPPER MOUNT	ANTI-TIPPER HOLE #	SEAT TAB	
14"	20	5	SMALL	1	1	TOP	3	2	
15"	20	5	SMALL	2	2	TOP	2	1	
	22	5	SMALL	1	2	TOP	2	1	
15,5"	20	6	MEDIUM	2	1	TOP	2	1	
	22	6	MEDIUM	1	1	TOP	2	1	
	24	6	SMALL	1	2	TOP	1	1	
	24	5	MEDIUM	1	2	TOP	1	1	
16"	24	6	MEDIUM	1	1	TOP	1	1	
	20	5	SMALL	3	3	TOP	1	1	
	20	5	MEDIUM	3	3	TOP	1	1	
	20	6	MEDIUM	3	2	TOP	1	1	
	22	5	SMALL	2	3	TOP	1	1	
	22	6	SMALL	2	2	TOP	1	1	
16,5"	22	5	MEDIUM	2	3	TOP	1	1	
	22	6	MEDIUM	2	2	TOP	1	1	
	24	5	SMALL	1	3	TOP	1	1	
	20	6	SMALL	3	3	TOP	1	1	
17"	24	6	SMALL	2	3	BOTTOM	3	1	
	24	5	MEDIUM	2	4	BOTTOM	3	1	
	24	6	MEDIUM	2	3	BOTTOM	3	1	
17,5"	20	5	MEDIUM	4	5	BOTTOM	3	1	
	20	6	MEDIUM	4	4	BOTTOM	3	1	
	22	5	MEDIUM	3	5	BOTTOM	3	1	
18"	22	6	MEDIUM	3	4	BOTTOM	3	1	
	20	8	SMALL	4	3	BOTTOM	3	1	
	22	8	SMALL	3	3	BOTTOM	3	1	
	24	8	SMALL	3	3	BOTTOM	2	1	
18,5"	24	6	MEDIUM	3	5	BOTTOM	2	1	
	24	8	MEDIUM	3	3	BOTTOM	2	1	
	20	8	MEDIUM	5	4	BOTTOM	2	1	
19"	22	8	MEDIUM	4	4	BOTTOM	2	1	
	24	8	MEDIUM	4	5	BOTTOM	1	1	

Hole numbering begins at the top of the plate, fork and anti-tipper. Hole number 1 is the uppermost hole.
Do not use the rear most vertical row/column of holes on the mag plate for 20" mag wheels

Form08CONFIG- 404 587V3 Rev. 1