

Encore

Fauteuil roulant de réadaptation

RÉADAPTATION
BRODA[®]



Le dossier rabatable facilite le chargement dans un véhicule.



Les appui-bras amovibles à hauteur ajustables conviennent à une grande variété d'utilisateurs.



Le mouvement berçant crée un sentiment de calme et d'apaisement.



L'inclinaison du siège avec pivot permet aux patients de maintenir une assise adéquate pour l'autopropulsion.

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Système de siège universel permettant d'ajuster ou d'ajouter des accessoires.
- Améliore la qualité de vie et l'interaction avec l'environnement.
- Permet au patient de se déplacer facilement et de manœuvrer de façon sécuritaire.
- Réduit les risques de blessures et de chutes en assurant un positionnement et un soutien stables.

Confort, fonctionnalité et adaptabilité

SPÉCIFICATIONS

Inclinaison - Ajustable à toutes positions	jusqu'à 33° (avec bercement)
Capacité de poids	jusqu'à 250 lb / 158 kg
Largeur du siège	16", 18", 20" ou 22" (40 cm, 45 cm, 50 cm, 55 cm)
Profondeur du siège	16", 17", 18", 19", 20" (41 cm, 43 cm, 46 cm, 48 cm, 51 cm)
Hauteur du dossier	16", 18", 21", 24" (41 cm, 46 cm, 53 cm, 61 cm) Angle ajustable à 5°, 10°, 15°, 20°
Hauteur du siège	Ajustable de 14" à 19" (36 cm à 48 cm)
Roulettes	Avant 5" (12,5 cm), autobloquantes à toutes positions Arrière 5" (12,5 cm) fixes, aluminium
Roues mags	20" ou 22" avant (50 cm ou 55 cm)
Garantie sur l'armature	10 ans sur armature en acier tubulaire de calibre 16
Code HCPCS (É.-U.)	E1161, plus autres accessoires avec codes

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME ENCORE

Fauteuil de marche Encore Mobility



Fauteuil de marche berçant Encore



OPTIONS D'ARMATURE

