

| | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| P. O. : _____ | Date : _____ | N° client : _____ |
| Nom du client : _____ | Expédier à : _____ | |
| Adresse : _____ | Adresse : _____ | |
| Tél. : _____ | Tél. : _____ | |
| Responsable : _____ | Responsable : _____ | |
| Courriel : _____ | Étiquetage : _____ | |



| Caractéristiques standard | |
|---|----------------------------------|
| · Siège inclin. à toutes les positions jusqu'à 14° (post.) | · Capacité de 800 livres |
| · Siège inclin. à toutes les positions jusqu'à 8° (ant.) | · Dossier moulant |
| · Dossier allongeable à toutes les positions, 65° | · Appui-bras pivotants amovibles |
| · Structure en acier inoxydable recouverte de peinture | · Comfort Tension Seating® |
| · 4 x roulettes 6" en acier inox., autobloquantes à toutes positions (avant et arrière) | |
| · 2 x roues 8" avec bouton pour frein d'urgence (milieu) | |

| |
|---|
| Fauteuil bariatrique de douche et d'aisance Revive - Modèle : B385 Prix suggéré : 6175 \$ |
| Poids configuré en usine (choisir un) |

| Configuration du Cylindre | Poids de l'occupant Suggéré | Force de levage du cylindre | |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----|
| 2 x 300N | <input type="radio"/> 100-350 lbs. | 135 lbs. | N/C |
| 2 x 600N | <input type="radio"/> 350-500 lbs. | 270 lbs. | N/C |
| 2 x 800N | <input type="radio"/> 500-650 lbs. | 360 lbs. | N/C |
| 2 x 300N + 2 x 600N | <input type="radio"/> 650-800 lbs. | 405 lbs. | N/C |

| Options pour siège et dossier | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|--|
| Largeur | <input checked="" type="radio"/> 27" incl. | Prof. | <input type="radio"/> 21" incl. |
| du siège : | (33" avec appui-bras ajustables en largeur) | du siège : | <input type="radio"/> 23" incl. |
| Hauteur | <input type="radio"/> 21" incl. | Longueur | <input checked="" type="radio"/> 26" Standard |
| du siège : | <input type="radio"/> 23" incl. | du dossier : | |

| Options pour roues | |
|--|----------|
| <input checked="" type="radio"/> Roulettes 6" en acier inox., autobloquantes à toutes positions (avant et arrière) et roues 8" avec bouton pour frein d'urgence (milieu) | Standard |

| Options pour siège (choisir un) | Options pour bassin et panier |
|--|---|
| <input type="radio"/> Siège d'aisance coussiné Standard | <input checked="" type="radio"/> Bassin avec panier Standard |
| <input type="radio"/> Siège de transport coussiné incl. | |

| Options d'accoudoirs et appui-bras | |
|------------------------------------|---|
| Options d'appui-bras : | <input checked="" type="radio"/> Appui-bras moelleux Standard |
| Options d'accoudoirs : | <input type="radio"/> Ajustable selon la largeur du siège (ajustable jusqu'à 33") Standard |

| Options pour appui-tête et supports latéraux | |
|--|---|
| Appui-tête: | <input type="radio"/> Moulé avec décalage de 2" 155 \$ |

| Couleur de la ceinture | |
|------------------------|---|
| Ceinture : | <input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Vert incl. |

| Accessoires courants | |
|------------------------------|--|
| Supports latéraux : | <input type="radio"/> Panneaux latéraux moulés (paire) 77 \$ |
| Ceinture de sécurité: | <input type="radio"/> Ceinture de sécurité (boucle sur le côté) (large) 52 \$ |

Options supplémentaires : _____

Directives de livraison ou demandes particulières :

| | |
|-------------------|------------|
| <hr/> <hr/> <hr/> | Total : \$ |
|-------------------|------------|