

BRODA®

Elite

Fauteuil roulant de transport




Les roues mag montées à l'arrière facilitent la propulsion manuelle permettant aux patients d'interagir avec leur environnement proche.



Le mécanisme d'inclinaison et de couchage du fauteuil permet de diminuer les anomalies posturales telles que l'affaissement, l'inclinaison latérale et l'abaissement de la tête.



L'inclinaison du siège vers l'arrière concourt effectivement à l'ouverture du diaphragme et facilite la respiration, la digestion et le bon fonctionnement des organes.



La technologie Comfort Tension Seating® assure un meilleur maintien et un confort prolongé en position assise

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Un positionnement facilité pour davantage de confort et une meilleure respiration
- Le mécanisme d'inclinaison et de couchage permet un repositionnement fréquent et aisé
- Le bon maintien réduit les anomalies posturales.

brodaseating.com | 1-844-552-7632

CHOIX DE HOUSSE



CHOIX DU CHÂSSIS



CARACTÉRISTIQUES

Inclinaison	Jusqu'à 40°
Couchage	Jusqu'à 90°
Capacité de poids	300 lbs. (158 kg)
Largeurs du siège	16", 18", 20", 22", 24", 26", 28" (40cm, 45 cm, 50cm, 55cm, 60cm, 65cm)
Profondeurs du siège	15.5", 17", 18.5", 20" (37.5cm, 43cm, 46cm, 50cm)
Hauteurs du siège	19", 20.5", 22", 23.5" (48cm, 51cm, 55cm, 59cm)
Roues	5" (12cm) roulettes avant à verrouillage total 20" or 22" (50cm or 55cm) roues arrière Mag
Châssis garanti à vie	- ; @B? 2 050@@@AB/B9 62 2; - 06? 1 2 0- 9/ ?2
Siège et dossier réducteurs de pression	Dotés de la technologie Comfort Tension Seating®
Rembourrage standard	Rembourrage sur le haut et le bas du fauteuil, coussin pour siège et dossier avec housse

Accessoires supplémentaires disponibles : repose-pieds, plateaux et sangles de positionnement.

brodaseating.com | 1-844-552-7632