

P. O. : _____	Date : _____	N° client : _____
Nom du client : _____	Expédier à : _____	
Adresse : _____	Adresse : _____	
Tél. : _____	Tél. : _____	
Responsable : _____	Responsable : _____	
Courriel : _____	Étiquetage : _____	



Caractéristiques standard	
· Siège inclin. à toutes les positions jusqu'à 14° (post.)	· Capacité de 800 livres
· Siège inclin. à toutes les positions jusqu'à 8° (ant.)	· Dossier moulant
· Dossier allongeable à toutes les positions, 65°	· Appui-bras pivotants amovibles
· Structure en acier inoxydable recouverte de peinture	· Comfort Tension Seating®
· 4 x roulettes 6" en acier inox., autobloquantes à toutes positions (avant et arrière)	
· 2 x roues 8" avec bouton pour frein d'urgence (milieu)	

Fauteuil bariatrique de douche et d'aisance Revive - Modèle : B385 Prix suggéré : 7,537.69 \$
Poids configuré en usine (choisir un)

Configuration du Cylindre	Poids de l'occupant Suggéré	Force de levage du cylindre	
2 x 300N	<input type="radio"/> 100-350 lbs.	135 lbs.	N/C
2 x 600N	<input type="radio"/> 350-500 lbs.	270 lbs.	N/C
2 x 800N	<input type="radio"/> 500-650 lbs.	360 lbs.	N/C
2 x 300N + 2 x 600N	<input type="radio"/> 650-800 lbs.	405 lbs.	N/C

Options pour siège et dossier			
Largeur du siège :	<input checked="" type="radio"/> 27" (33" avec appui-bras ajustables en largeur)	incl.	
Hauteur du siège :	<input type="radio"/> 21" <input type="radio"/> 23"	incl.	
Prof. du siège :	<input type="radio"/> 21" <input type="radio"/> 23"		incl.
Longueur du dossier :	<input checked="" type="radio"/> 26"		Standard

Options pour roues	
<input checked="" type="radio"/> Roulettes 6" en acier inox., autobloquantes à toutes positions (avant et arrière) et roues 8" avec bouton pour frein d'urgence (milieu)	Standard

Options pour siège (choisir un)	Options pour bassin et panier
<input type="radio"/> Siège d'aisance coussiné Standard	<input checked="" type="radio"/> Bassin avec panier Standard
<input type="radio"/> Siège de transport coussiné incl.	

Options d'accoudoirs et appui-bras	
Options d'appui-bras :	<input checked="" type="radio"/> Appui-bras moelleux Standard
Options d'accoudoirs :	<input type="radio"/> Ajustable selon la largeur du siège (ajustable jusqu'à 33") Standard

Options pour appui-tête et supports latéraux	
Appui-tête:	<input type="radio"/> Moulé avec décalage de 2" Standard

Couleur de la ceinture	
Ceinture :	<input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Vert incl.

Accessoires courants	
Supports latéraux :	<input type="radio"/> Panneaux latéraux moulés (paire) 92.00 \$
Ceinture de sécurité:	<input type="radio"/> Ceinture de sécurité (boucle sur le côté) (large) 61.34 \$

Options supplémentaires : _____

Directives de livraison ou demandes particulières : _____

	Total : \$
--	----------------------