

**P. O. :** \_\_\_\_\_

**Date :** \_\_\_\_\_

**N° client :** \_\_\_\_\_

Nom du client : \_\_\_\_\_

Expédier à : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

Responsable : \_\_\_\_\_

Responsable : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

Étiquetage : \_\_\_\_\_



(illustré avec accessoires en option)

Caractéristiques standard	
• Capacité de 250 lb (berçant)	• Mécanisme de bascule (jusqu'à 33°)
• Capacité de 350 lb (non berçant)	• Fixations pour siège
• Structure tubulaire en acier peinte par pulvérisation	
• Hauteur du siège réglable	• 2 x roues avant mag 20", autobloquantes
• Accoudoirs à hauteur réglable	• 2 x roues arrière de 5", fixes
• Siège inclinable à toutes positions jusqu'à 25° (non berçant)	
• Siège inclinable à toutes positions jusqu'à 33° (berçant)	

## Fauteuil de marche Encore - Modél : 48V4/48RV4 Prix suggéré : 3,890.89 \$

### Options pour siège et dossier

<b>Mécanisme de bascule</b>	<input type="radio"/> Sans mécanisme (269.14 \$)	<b>Profondeur du siège :</b>	<input type="radio"/> 17" Standard <input type="radio"/> 18,5" incl. <input type="radio"/> 20" 116.54 \$
<b>Largeur du siège :</b>	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20" incl. 484.53 \$	<b>Hauteur du dossier (standard) :</b>	<input type="radio"/> 32" Standard <input type="radio"/> 33,5" 116.54 \$ <input type="radio"/> 35" 116.54 \$
<b>Non berçant seulement</b>	<input type="radio"/> 24" 1,097.84 \$ <input type="radio"/> 26" 1,097.84 \$ <input type="radio"/> 28" 1,097.84 \$	<b>Hauteur du dossier (bas) :</b>	<input type="radio"/> 22" (ne comprend pas les coussins pour la tête et les épaules) 233.06 \$ Appui-tête en option - voir page 2
<b>Hauteur du siège berçant</b>	<input type="radio"/> 15" Standard <input type="radio"/> 14" <input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 17" incl. <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 19" incl.		
<b>Non berçant</b>	<input type="radio"/> 12,5" <input type="radio"/> 13,5" <input type="radio"/> 14,5" incl. <input type="radio"/> 15,5" <input type="radio"/> 16,5" <input type="radio"/> 17,5" incl.		

### Roues avant

### Options pour roues

### Roues arrière

<input type="radio"/> Roues mags 20" Standard	<input type="radio"/> Roulettes 5", fixes* Standard
<input type="radio"/> Roues mags 22" incl.	*roulettes fixes 5" avec roulettes avant
<input type="radio"/> Roulettes 5", autobloquantes toutes posit. (644.28 \$)	<input type="radio"/> Roulettes 5" en aluminium, non bloquantes 196.00 \$
<input type="radio"/> Extensions pour blocage des roues (paire) 78.50 \$	(offertes avec les roues mags seulement)

### Options d'accoudoirs et appui-bras

<b>Options d'app.-bras :</b>	<input type="radio"/> Appui-bras moelleux Standard	<b>Options d'accoud. :</b>	<input type="radio"/> Accoudoirs à hauteur réglable Standard
<input type="radio"/> Appui-bras gouttières (ch.) 159.46 \$	<input type="radio"/> Appui-bras coussinés (paire) 92.00 \$	<input type="radio"/> Hauteur et prof. ajustables (paire) 159.46 \$	
		<b>Fixation :</b>	<input checked="" type="radio"/> Accoudoirs montés sur base Standard

### Couleurs

<b>Ceinture :</b>	<input checked="" type="radio"/> Noir Standard incl.	<b>Structure :</b>	<input type="radio"/> Orange incl.
		<input type="radio"/> Tungsten Sand	<input type="radio"/> Bronze
		<input type="radio"/> Carmine Red	<input type="radio"/> Ocean Blue
		<input type="radio"/> Satin Nickel	<input type="radio"/> Noir

### Coussins - Choisir option 1 OU option 2

<input type="radio"/> Indigo***	<input type="radio"/> Espresso***	<input type="radio"/> Graphite***	<input type="radio"/> Black	<input type="radio"/> Lake	
<b>Polyuréthane</b>	<input type="radio"/> Portobello	<input type="radio"/> Geyser	<input type="radio"/> Forge	<input type="radio"/> Smoke House	incl.
<b>Nylon Camo : (avec fini performant)</b>	<input type="radio"/> Digital Camo Green	<input type="radio"/> Retro Camo Jungle			\$159.46

\*\*Les couleurs sont livrées avec siège et dossier coussinés en vinyle noir. \*\*\*Indigo, Espresso et Graphite offertes avec siège et dossier de même couleur.

### Coussins - Choisir option 1 OU option 2

**Option 1 - Coussins BRODA traditionnels** incl.

Coussins BRODA :

Comprend : Appui-tête, coussins pour épaules avec butées latérales, coussins latéraux inf., siège et dossier coussinés avec housses

<b>Housse pour siège et dossier :</b>	<input type="radio"/> Vinyle noir		Standard
	<input type="radio"/> Couleur d'accent	***option avec indigo, espresso et graphite seul.	incl.
	(Choisir vinyle noir OU vinyle de couleur d'accent dans les options ci-haut)		
	<input type="radio"/> Housse complète en vinyle pour siège et dossier		\$116.54
	(Choisir vinyle noir OU vinyle de couleur d'accent dans les options ci-haut)		
	<input type="radio"/> Ratine grise	<input type="radio"/> Ratine blanche	incl.
<b>Coussins pour épaules :</b>	<input type="radio"/> Standard - petit		incl.
	<input type="radio"/> Standard - long		\$159.46

### Substitutions Facultatives Disponibles Entre Les Composants APP et SPP

#### Option 2 - BRODA APP (ensemble de positionnement)

Coussins BRODA APP : Siège coussiné, support dorsal et appui-tête (coussins pour tête et épaules non compris avec le modèle à dossier bas), coussins pour épaules V4 APP et coussins latéraux inférieurs

<b>Largeur du siège :</b>	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20" (E2601, E2611)	<b>Prof.</b>	<input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 19" <input type="radio"/> 21"	\$462.44
	<input type="radio"/> 22" <input type="radio"/> 24"	<b>du siège :</b>	<input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 19" <input type="radio"/> 21"	\$706.54
	<input type="radio"/> 26" <input type="radio"/> 28"		<input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 19" <input type="radio"/> 21"	\$836.56

#### Coussins Broda SPP (Slim Posture Padding)

Options Broda SPP : coussins pour siège, dossier et extension de dossier

<b>Largeur du siège :</b>	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20"	<b>Profondeur du siège :</b>	<input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 18,5" <input type="radio"/> 20"	\$211.98
	<input type="radio"/> 22" <input type="radio"/> 24"		<input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 18,5" <input type="radio"/> 20"	\$233.42
	<input type="radio"/> 26"		<input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 18,5" <input type="radio"/> 20"	\$262.00
<b>Dossier :</b>	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20" \$169.11	<b>Extension dossier :</b>	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20"	\$125.05
Hauteur 13"	<input type="radio"/> 22" <input type="radio"/> 24" \$191.73	Hauteur 12"	<input type="radio"/> 22" <input type="radio"/> 24"	\$135.76
	<input type="radio"/> 26" \$202.46		<input type="radio"/> 26"	\$147.67

### Appui-tête Matrx® (pour modèle à dossier bas seulement)

<b>Fixation :</b>	<input type="radio"/> Loxx Quincaillerie pour appui-tête - Requis pour l'installation	\$275.00
<b>Options :</b>	<input type="radio"/> Quincaillerie pour appui-tête Elan - Requis pour l'installation	\$304.95
	<input type="radio"/> Coussin Elan standard avec housse standard <input type="radio"/> 10" <input type="radio"/> 14"	\$331.70
	<input type="radio"/> Coussin Elan 4 points <input type="radio"/> 9" x 7" <input type="radio"/> 11" x 10"	\$479.36
	<input type="radio"/> Bandeau Elan avec coussin 4 points <input type="radio"/> Petit <input type="radio"/> Large	\$652.70

#### 1 étape

#### Choisir un type de fixation

#### Embout et selle

<input type="radio"/> SM-HANGER-48V4-IKN (paire)	incl.	<input type="radio"/> *SM-HANGER-48V4-PIN (paire)	incl.
--	-------	---	-------

\*Non offert avec les sièges de 16" de largeur en raison des appui-pieds

#### 1 étape

#### Choix de repose-pieds

#### Embout et selle

<input type="radio"/> F-SW-IKN Escamotable 1 étape (paire)	128.80 \$	<input type="radio"/> F-SW Repose-pieds escamotables (noir) (paire)	\$196.27
<input type="radio"/> F-SW-ELV-IKN Elévateurs escamotables (paire)	533.58 \$	<input type="radio"/> F-SW-ELV Repose-pieds élévateurs	\$257.59
<input type="radio"/> F-SW-IKN-ADJ Escamotable avec	239.37 \$	escamotables (noir) (paire)	
avec repose-pieds ajustables (noir) (paire)		<input type="radio"/> LEG-FOOT-ENCORE Panneau repose-pieds/repose-jambes	\$275.99
		<input type="radio"/> LEGPANEL-ENCORE Coussin pour repose-jambes	\$92.00

### Accessoires courants

<b>Ceintures de sécurité :</b>	<input type="radio"/> S-BELT	Ceinture de sécurité	<input type="radio"/> Boucle centrée	<input type="radio"/> Boucle de côté	61.34 \$
	<input type="radio"/> S-BELT-A	Ceinture de sécurité autobouclante	<input type="radio"/> Boucle centrée	<input type="radio"/> Boucle de côté	61.34 \$
	<input type="radio"/> S-BELT-PD	Ceinture de sécurité rembourrée			88.32 \$
	<input type="radio"/> S-BELT-PD-A	Ceinture de sécurité rembourrée autobouclante			88.32 \$
<b>Ceintures abducteurs :</b>	<input type="radio"/> T-BELT	Ceinture abducteur			141.06 \$
	<input type="radio"/> T-BELT-A	Ceinture abducteur autobouclante			147.19 \$
	<input type="radio"/> T-BELT-NEO	Ceinture abducteur en néoprène			141.06 \$
	<input type="radio"/> T-BELT-NEO-A	Ceinture abducteur en néoprène autobouclante			147.19 \$
<b>Plateaux :</b>	<input type="radio"/> TRAY-ABS	Plat. ABS + courroie	<input type="radio"/> Courroie cousue	<input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Noir	361.86 \$
	<input type="radio"/> TRAY-ABS-OVR	Plat. ABS + courroie (larg. 24" - 28")		<input type="radio"/> Noir seulement	521.32 \$
	<input type="radio"/> TRAY-CLEAR	Transparent + courroie	<input type="radio"/> Courroie cousue		374.13 \$
	<input type="radio"/> TRAY-HALF	Demi-plateau ( <i>spécifier côté</i> )(comprend coussin latéral s	<input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Noir		496.79 \$
	<input type="radio"/> TRAY-COVER	Couvre-plateau ( <i>coussiné</i> )(pour TRAY-ABS)			184.01 \$
<b>Stabilizers:</b>	<input type="radio"/> O2-HOLDER*	Support à oxygène (comprend support de montage) -	<input type="radio"/> Avant ou <input type="radio"/> Arrière		184.01 \$
		*IV-POLE et O2-HOLDER non compatibles avec roues Mag arrières			158.00 \$
	<input type="radio"/> STABIL-FR	Structure de stabilisation, arrière			104.26 \$
<b>Other:</b>	<input type="radio"/> IV-POLE*	Poteau pour soluté (comprend support de montage) -	<input type="radio"/> Avant ou <input type="radio"/> Arrière		100.00 \$
	<input type="radio"/> O2-HOLDER	Support à oxygène (comprend support de montage) -	<input type="radio"/> Avant ou <input type="radio"/> Arrière		196.27 \$
	<input type="radio"/> O2-HOLDER	Sac de transport souple O2			104.94 \$
	<input type="radio"/> SAC_ACCESSOIRE	Sac pour accessoires (noir), par sac			49.06 \$
	<input type="radio"/> SAC_PERSONNALISÉ	(2 initiales) <input type="radio"/> Effet brosse OU <input type="radio"/> Police standard			30.67 \$
	<input type="radio"/> CUP-HOLDER	Porte-gobelet			55.19 \$

### Coussins - Options courantes

<b>Appui-tête :</b>	<input type="radio"/> NR-CV	Appui-tête coussiné avec mousse Visco	<input type="radio"/> Ne pas inclure d'appui-tête Soustraire 41 \$	122.66 \$
	<input type="radio"/> NS	Support de cou		122.66 \$
<b>Positionnement</b>	<input type="radio"/> SR	Coussins réducteurs latéraux ( <i>paire</i> )		116.54 \$
	<input type="radio"/> CC-LTS	Panneaux latéraux moulés		547.09 \$
	<input type="radio"/> LTS	Supports latéraux pour le torse ( <i>INST. EN USINE RECOMMANDÉE</i> )		674.66 \$

Options supplémentaires :

Directives de livraison ou demandes particulières :

Total : \$