

**P. O. :** \_\_\_\_\_ **Date :** \_\_\_\_\_ **N° client :** \_\_\_\_\_

Nom du client : \_\_\_\_\_ Expédier à : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_ Adresse : \_\_\_\_\_  
 Tél. : \_\_\_\_\_ Tél. : \_\_\_\_\_  
 Responsable : \_\_\_\_\_ Responsable : \_\_\_\_\_  
 Courriel : \_\_\_\_\_ Étiquetage : \_\_\_\_\_



Caractéristiques standard	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Structure tubulaire en acier peinte par pulvérisation</li> <li>Siège incl. à toutes positions jusqu'à 45°</li> <li>Appui-bras à hauteur fixe</li> <li>Profondeur du siège ajustable 16" - 20"</li> <li>Hauteur du siège ajustable 14" - 19"</li> <li>Plusieurs dimensions de roues, roulettes et fourches</li> <li>Freins verrouillables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Repose-pieds pivotants enfichables</li> <li>Palettes composites</li> <li>Panneaux latéraux rembourrés</li> <li>Angle du dossier ajustable</li> <li>Capacité de 250 livres</li> <li>Coussin de siège, dossier et appui-tête non inclus</li> </ul>

**Fauteuil de réadaptation Comfort (587) - Prix suggéré : 2.888,24\$**

Structure :		Couleur	
<input type="radio"/> Noir	Standard		
<b>Options pour siège et dossier</b>			
<b>Largeur du siège :</b>	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20" <input type="radio"/> 22"	<b>Prof. du siège :</b>	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 19" <input type="radio"/> 20"
	206.70 \$		206.70 \$
	<input checked="" type="radio"/> Plateau de siège solide installé en usine		incl.

<b>Hauteur du siège :</b>	<input type="radio"/> 14" <input type="radio"/> 14.5" <input type="radio"/> 15" <input type="radio"/> 15.5" <input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 16.5" <input type="radio"/> 17" <input type="radio"/> 17.5" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 19"	<b>Hauteur du dossier :</b>	<input type="radio"/> Très bas, double courbe (16") fixe <input type="radio"/> Très bas (16") repliable <input type="radio"/> Bas (18") repliable <input type="radio"/> Moyen (21") repliable <input type="radio"/> Élevé (24") repliable	Standard 233.20 \$ 233.20 \$ 233.20 \$ 233.20 \$ 233.20 \$
Consulter le tableau de combinaison siège/roues pour sélectionner.				
		<b>Angle du dossier :</b>	<input type="radio"/> 5° <input type="radio"/> 13° <input type="radio"/> 10° <input type="radio"/> 20°	

Roues avant		Options pour roues		Roues arrières	
<input type="radio"/> Roulettes avant 5" fixes (paire)	Standard	<input type="radio"/> Roues mag 20" (paire)	Standard	<input type="radio"/> Roues mag 22" (paire)	incl.
<input type="radio"/> Roulettes avant 6" fixes (paire)	incl.	<input type="radio"/> Roues mag 24" (paire)	incl.		
<input type="radio"/> Roulettes avant 8" fixes (paire)	incl.				

<b>Fourches de roulettes (requis)</b>	<input type="radio"/> Petites - recommandées avec les petites roues mag (20" et 22") et les sièges bas <input type="radio"/> Moyennes - recommandées avec les grandes roues mag (24") et les sièges élevés	incl. incl.	<b>Position roues mag : ajusté à l'usine (ajustable plus tard)</b>	<input type="radio"/> A (plus avancée et manoeuvrable) <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D* (plus reculée et stable)	incl. incl. incl. incl.
Consulter le tableau de combinaison siège/roues pour sélectionner.			*Non recommandé avec les roues mag de 20"		

<input type="radio"/> Extensions pour blocage des roues (paire)	71.45 \$	<input checked="" type="radio"/> Disp. antibasculement (installé en usine)	incl.
---	----------	--	-------

Options d'accoudoirs et appui-bras		Options pour repose-pieds	
<input checked="" type="radio"/> Appui-bras amovible à hauteur ajustable	Standard	<input type="radio"/> Escamotables 75° (paire)	incl.
		<input type="radio"/> Escamotables 60° (paire)	incl.
		<input type="radio"/> Élévateurs escamotable 75° (paire)	344.50 \$
		<input type="radio"/> Élévateurs escamotable - style européen (paire) avec plaques ajustables (paire)	429.30 \$

Type de support :		Accessoires	
<input type="radio"/> Installation droite en 1 étape (paire)	<input type="radio"/> Installation courbée en 1 étape (paire)	<input type="radio"/> Attaches-chevilles (paire)	21.20 \$
<input type="radio"/> Installation droite - embout et selle (paire)	<input type="radio"/> Installation courbée - embout et selle (p)	<input type="radio"/> Support pour mollets	63.60 \$
<input type="radio"/> Installation 1 étape IKON - style européen (paire)		<input type="radio"/> Plaque repose-pieds	116.60 \$

Accessoires courants		Accessoires	
<b>Ceintures de sécurité :</b>	Ceinture de sécurité	<input type="radio"/> Boucle centrée <input type="radio"/> Boucle de côté <input type="radio"/> Boucle de côté	52 \$
<b>Plateaux :</b>	<input type="radio"/> Plateau ABS + courroie (16", 18" 20" 22" - selon largeur du siège) <input type="radio"/> Couvre-plateau (cousiné)(pour TRAY-ABS)	<input type="radio"/> Courroie cousue <input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Noir	304 \$ 155 \$
	<input type="radio"/> Plateau ABS transparent + courroie (16", 18" 20" 22" - selon largeur du siège)	<input type="radio"/> Courroie cousue <input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Noir	314 \$
<b>Autre :</b>	Poteau pour soluté (comprend support de montage)	<input type="radio"/> Avant <input type="radio"/> Arrière	98 \$
	Support à oxygène (comprend support de montage)	<input type="radio"/> Avant <input type="radio"/> Arrière	165 \$
	Sac pour accessoires (noir), par sac		41 \$
	Sac pour accessoires - 2 initiales	<input type="radio"/> Effet brosse <input type="radio"/> Police standard	26 \$
	Porte-gobelet		46 \$

**Dossiers Matrx®**

Toutes les options de support dorsal sont livrées avec le matériel de montage préconfiguré sur les cannes arrières - La taille du coussin doit correspondre à la dimension du siège choisi

<b>Hauteur du dossier:</b>	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" (sauf PB et PB) <input type="radio"/> 20"	<b>Largueur du dossier :</b>	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20" <input type="radio"/> 22"
<input type="radio"/> E2 - Recommandé pour les utilisateurs recherchant une immersion et un flux d'air optimaux	965.00 \$	<input type="radio"/> Elite TR - Recommandé pour les applications d'inclinaison dans l'espace et d'inclinaison	1,231.57 \$
<input type="radio"/> E2 Deep - Recommended for users seeking optimal immersion w/ contoured support needs	#####	<input type="radio"/> Elite - Recommandé pour les utilisateurs plus actifs	1,124.57 \$
<input type="radio"/> Elite TR - Recommandé pour les applications d'inclinaison dans l'espace et d'inclinaison	866.00 \$	<input type="radio"/> Elite Deep - Recommandé pour les utilisateurs actifs ayant des besoins d'assistance profilés	1,171.65 \$
<input type="radio"/> Elite - Recommandé pour les utilisateurs plus actifs	766.00 \$	Dossiers Matrx <input type="radio"/> Armée de l'Air	incl.
<input type="radio"/> Elite Deep - Recommandé pour les utilisateurs actifs ayant des besoins d'assistance profilés	918.00 \$	Militaire <input type="radio"/> Armée	incl.
<input type="radio"/> PB - Recommandé pour les utilisateurs moins actifs à la recherche de confort	734.00 \$	Service <input type="radio"/> Marine	incl.
<input type="radio"/> PB Deep - Recommandé pour les utilisateurs moins actifs à la recherche de confort	892.00 \$	Décalcomanies :	
<input type="radio"/> E2 Supports Latéraux Fixes E2 6.5" Hx5"L (Paire)	385.00 \$	<input type="radio"/> Petit (pour 16") Écrans d'intimité	56.71 \$
<input type="radio"/> E2 Interface du harnais de poitrine	85.00 \$	<input type="radio"/> Moyen (pour 18") Écrans d'intimité	56.71 \$
<input type="radio"/> E2 Support lombaire profilé E2 Backbone/PSIS	75.00 \$	<input type="radio"/> Large (pour 20") Écrans d'intimité	56.71 \$
<input type="radio"/> E2 PostureFlex Support abdominal 7"Hx20"-32"L	295.00 \$	<input type="radio"/> Très grand (pour 22") Écrans d'intimité	56.71 \$
<input type="radio"/> Languettes de dégagement quadruple pour Postureflex	35.00 \$	<input type="radio"/> Très très grand (pour 24") Écrans d'intimité	56.71 \$
<input type="radio"/> E2 Housse de contrôle des infections	95.00 \$	<input type="radio"/> Supports latéraux fixes Elite avec coussins	124.12 \$
<input type="radio"/> E2 Deep Housse de contrôle des infections	95.00 \$	<input type="radio"/> Panneaux latéraux moulés :	260.01 \$
<input type="radio"/> Housse de contrôle des infections pour coussins Matrx	95.00 \$	<input type="radio"/> Coussins latéraux escamotables (chaque)	130.54 \$

**Coussins Matrx®**

Remplace les coussins standard de Broda - La taille du coussin doit correspondre à la dimension du siège choisi

<b>Profondeur du siège :</b>	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20" <input type="radio"/> 22" (Uniquement disponible avec coussin PS)																						
<b>Largueur du siège :</b>	<input type="radio"/> 16" <input type="radio"/> 18" <input type="radio"/> 20" <input type="radio"/> 22"																						
<input type="radio"/> Libra - Recommandé pour le risque le plus élevé de peau endommagée ou existante	797.15 \$	<input type="radio"/> Libra - Recommandé pour le risque le plus élevé de peau endommagée ou existante	1,096.75 \$																				
<input type="radio"/> Vi - Recommandé pour les risques modérés à élevés de lésions cutanées	667.68 \$	<input type="radio"/> Vi - Recommandé pour les risques modérés à élevés de lésions cutanées	728.67 \$																				
<input type="radio"/> PSP - Recommandé pour les risques modérés à élevés de lésions cutanées	690.15 \$	<input type="radio"/> PS - Recommandé pour les risques faibles à modérés de lésions cutanées	1,043.25 \$																				
<input type="radio"/> PS - Recommandé pour les risques faibles à modérés de lésions cutanées	608.83 \$	<input type="radio"/> Vi, PSP & PS Accessoires:	<input type="radio"/> Trousse d'obliquité pour bassin 90.95 \$																				
<b>Libra Accessoires:</b>	<input type="radio"/> Libra Liquide supplémentaire 128.40 \$ <input type="radio"/> Libra Coin hémi 1" 108.07 \$ <input type="radio"/> Libra Coin antérieur 1" 216.14 \$ <input type="radio"/> Libra Coin isocèle, gauche 90.95 \$ <input type="radio"/> Libra Coin isocèle, droit 90.95 \$ <input type="radio"/> Libra Adducteur 90.95 \$	<b>Renfort de rigidité:</b>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>16" Profondeur</td> <td>18" Profondeur</td> <td>20" / 22" Profondeur</td> </tr> <tr> <td>16" Largueur</td> <td><input type="radio"/> 123.05 \$</td> <td><input type="radio"/> 123.05 \$</td> <td><input type="radio"/> 123.05 \$</td> </tr> <tr> <td>18" Largueur</td> <td><input type="radio"/> 123.05 \$</td> <td><input type="radio"/> 123.05 \$</td> <td><input type="radio"/> 123.05 \$</td> </tr> <tr> <td>20" Largueur</td> <td><input type="radio"/> 123.05 \$</td> <td><input type="radio"/> 123.05 \$</td> <td><input type="radio"/> 123.05 \$</td> </tr> <tr> <td>22" Largueur</td> <td>N/A</td> <td><input type="radio"/> 123.05 \$</td> <td><input type="radio"/> 123.05 \$</td> </tr> </table>		16" Profondeur	18" Profondeur	20" / 22" Profondeur	16" Largueur	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$	18" Largueur	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$	20" Largueur	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$	22" Largueur	N/A	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$
	16" Profondeur	18" Profondeur	20" / 22" Profondeur																				
16" Largueur	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$																				
18" Largueur	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$																				
20" Largueur	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$																				
22" Largueur	N/A	<input type="radio"/> 123.05 \$	<input type="radio"/> 123.05 \$																				

**Appui-tête Matrx®**

Appui-tête Matrx® (pour modèle à dossier bas seulement)

<b>Fixation :</b>	<input type="radio"/> Loxx Quincaillerie pour appui-tête - Requis pour l'installation	\$275.00
<b>Options :</b>	<input type="radio"/> Quincaillerie pour appui-tête Elan - Requis pour l'installation	\$304.95
	<input type="radio"/> Coussin Elan standard avec housse standard	\$331.70
	<input type="radio"/> Coussin Elan 4 points	\$479.36
	<input type="radio"/> Bandeau Elan avec coussin 4 points	\$652.70

**Options supplémentaires :**

**Directives de livraison ou demandes particulières :**

Total : \$

587V3: SEAT HEIGHT & WHEEL COMBINATIONS								
SEAT HEIGHT	MAG WHEEL	CASTER WHEEL	CASTER FORK	MAG PLATE HOLE #	CASTER FORK HOLE #	ANTI-TIPPER MOUNT	ANTI-TIPPER HOLE #	SEAT TAB
14"	20	5	SMALL	1	1	TOP	3	2
15"	20	5	SMALL	2	2	TOP	2	1
	22	5	SMALL	1	2	TOP	2	1
15.5"	20	6	MEDIUM	2	1	TOP	2	1
	22	6	MEDIUM	1	1	TOP	2	1
	24	6	SMALL	1	2	TOP	1	1
16"	24	5	MEDIUM	1	2	TOP	1	1
	24	6	MEDIUM	1	1	TOP	1	1
	20	5	SMALL	3	3	TOP	1	1
	20	5	MEDIUM	3	3	TOP	1	1
16.5"	20	6	MEDIUM	3	2	TOP	1	1
	22	5	SMALL	2	3	TOP	1	1
	22	6	SMALL	2	2	TOP	1	1
	22	5	MEDIUM	2	3	TOP	1	1
17"	22	6	MEDIUM	2	2	TOP	1	1
	24	5	SMALL	1	3	TOP	1	1
	20	6	SMALL	3	3	TOP	1	1
	20	6	SMALL	2	3	BOTTOM	3	1
17.5"	24	5	MEDIUM	2	4	BOTTOM	3	1
	24	6	MEDIUM	2	3	BOTTOM	3	1
	20	5	MEDIUM	4	5	BOTTOM	3	1
18"	20	6	MEDIUM	4	4	BOTTOM	3	1
	22	5	MEDIUM	3	5	BOTTOM	3	1
	22	6	MEDIUM	3	4	BOTTOM	3	1
19"	20	8	SMALL	4	3	BOTTOM	3	1
	22	8	SMALL	3	3	BOTTOM	3	1
	24	8	SMALL	3	3	BOTTOM	2	1
	24	6	MEDIUM	3	5	BOTTOM	2	1
	24	8	MEDIUM	3	3	BOTTOM	2	1

Hole numbering begins at the top of the plate, fork and anti-tipper. Hole number 1 is the uppermost hole.  
Do not use the rear most vertical row/column of holes on the mag plate for 20" mag wheels

Form08CONFIG- 404 587V3 Rev. 1