

BRODA®

Synthesis

Fauteuil de rééducation



Shown with rear 20" mag wheels and Matrix PS Cushion



Le mécanisme d'inclinaison facilite le repositionnement des utilisateurs



L'inclinaison du siège à pivot avant maintient une de vue vers l'avant, favorisant l'interaction sociale / l'échange



Le fauteuil est pourvu d'appuis latéraux réglables pour convenir à toute une variété d'utilisateurs.



Le plateau solide de siège permet d'accueillir de nombreux sièges.

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Améliore la qualité de vie du patient en favorisant les échanges avec l'entourage
- La diversité du positionnement permet une manipulation sécuritaire du patient
- Le bon maintien postural réduit la fatigue et l'inconfort du patient

brodaseating.com | 1-844-552-7632

Confort et sécurité en mouvement

matrx®

SEATING SERIES

Coussin Libra



Mousse - HR (haute résistance)

Mémoire de forme conçue avec le produit antimicrobien Ultrafresh pour une protection contre les odeurs, entoure le bassin et disposition du bord avant en cascade.

Coussin Vi



pour les hanches

Très doux, il contient de la mousse viscoélastique qui enveloppe et protège les proéminences osseuses.

Coussin PSP





en gel de polymère

Le coussin moulé en gel de polymère garantit une protection supplémentaire de la peau et une réduction du cisaillement.

CARACTÉRISTIQUES

Inclinaison	Jusqu'à 40°
Couchage	Jusqu'à 90°
Capacité de poids	158 kg (350 lbs.)
Largeurs du siège	40cm, 45cm, 50cm, 55cm, 61cm, 66cm (16", 18", 20", 22", 24", 26")
Profondeurs du siège	43cm, 46cm, 50cm, 56cm (17", 18.5", 20", 22")
Hauteurs du siège	48cm, 51cm, 55cm, 59cm (19.5", 20.5", 22", 23.5")
Roues - Roues Mag	35cm, 50cm roues arrière Mag (14", 20") 35cm Roues centrales Mag (14"cm)
Roues - Roulettes	13cm Roulettes avant avec ou sans verrouillage total (5") 15cm Roulettes arrière multidirectionnelles verrouillables (6")
Châssis garanti à vie	- ; @B? 2 050@AB/B9 62 2; - 06? 1 2 0- 9/ ?2
Siège et dossier réducteurs de pression	Comfort Tension Seating® Back & Seat Supports Optional Matrx® Seating Series Cushions
Rembourrage standard	Soutien de la nuque, des appuis latéraux sur la partie supérieure et inférieure du fauteuil, coussin pour la plante des pieds, les pieds, le siège et le dossier

CHOIX DU CHÂSSIS



Accessoires supplémentaires disponibles : repose-pieds, assortiments de rembourrage spécialisés, plateaux et sangles de positionnement