

Coordonnées du client

Adresse de facturation

Nom du contact _____ Nom de l'établissement: _____

Téléphone du contact: _____ Courriel du contact: _____

Adresse (rue): _____

Adresse de livraison

Nom du contact _____ Nom de l'établissement: _____

Téléphone du contact: _____ Courriel du contact: _____

Adresse (rue): _____

Informations de commande

Date: _____

N° de bon de commande: _____

Numéro de client: _____

Étiquette / Commentaires:



Caractéristiques standard

- Assise Comfort Tension Seating®
- Poids maximal de l'utilisateur : 250 lb
- Inclinaison de siège réglable en continu jusqu'à 40°
- Dossier inclinable réglable en continu jusqu'à 90°
- Support de jambes inférieur articulé et à angle réglable (WAMK)
- 2 roues arrière mag de 20 po
- Accoudoirs réglables en hauteur, escamotables et amovibles
- Supports latéraux d'épaules réglables en hauteur et en largeur
- Largeur hors tout = largeur du siège + 10 po

Options du produit

Modèle de fauteuil

☐ Fauteuil de positionnement Synthesis ADP \$4,139.00

Option d'inclinaison

☐ Basculement/inclinaison limité ADP \$0.00 ☐ ADP sans inclinaison \$0.00

Type de siège

☐ Siège à sangles \$0.00

Largeur du siège

☐ Largeur du siège 16 po \$0.00 ☐ Largeur du siège 18 po \$0.00

☐ Largeur du siège 20 po \$0.00 ☐ Largeur du siège 22 po \$500.00

☐ Largeur du siège 24 po \$1,131.00 ☐ Largeur du siège 26 po \$1,131.00

Profondeur du siège

☐ Profondeur du siège 17 po \$0.00 ☐ Profondeur du siège 18 \$0.00

☐ Profondeur du siège 20 po \$121.00 ☐ Profondeur du siège 22 po \$121.00

Hauteur du siège

☐ Hauteur du siège 19 \$215.00 ☐ Hauteur du siège 20 \$0.00

☐ Hauteur du siège 22 po \$215.00 ☐ Hauteur du siège 23 \$215.00

Hauteur du dossier

☐ Hauteur du dossier 32 po \$0.00 ☐ Hauteur du dossier 33 \$121.00

☐ Hauteur du dossier 35 po \$121.00

Couleur du cadre de base

☐ Armature de base noire	\$0.00	☐ Armature de base bronze	\$0.00
☐ Armature de base rouge carmin	\$0.00	☐ Armature de base orange foncé	\$0.00
☐ Armature de base vert forêt	\$0.00	☐ Armature de base bleu océan	\$0.00
☐ Armature de base rose passion	\$0.00	☐ Armature de base violet royal	\$0.00
☐ Armature de base en nickel satiné	\$0.00	☐ Armature de base sable tungstène	\$0.00
☐ Armature de base jaune zinc	\$0.00		

Couleur du revêtement

Comprend : en couleur d'accent — support de cou, supports latéraux extérieurs d'épaules, housses latérales supérieures et inférieures et coussin de support pour les pieds. En vinyle noir — coussins d'assise et de dossier avec housses, coussin de mollets et coussins latéraux intérieurs d'épaules

☐ Coussins Beeline Geyser Beeline Geyser n'est pas offert pour les coussins d'assise, les coussins de dossier ou les accessoires. Modena Black est utilisé comme couleur d'accent.	\$0.00	☐ Coussins Beeline Portobello Beeline Portobello n'est pas offert pour les coussins d'assise, les coussins de dossier ou les accessoires. Modena Black est utilisé comme couleur d'accent.	\$0.00
☐ Coussins Espresso	\$0.00	☐ Coussins Interlace graphite	\$0.00
☐ Coussins Interlace indigo	\$0.00	☐ Vinyle Kaleidoscope chocolat	\$0.00
☐ Coussins Kaleidoscope Smokehouse	\$0.00	☐ Coussins Milano Stitch Bark	\$0.00
☐ Coussins Modena noir	\$0.00	☐ Coussins Tweed Mirage	\$0.00

Options de roues

☐ Roues mag à montage central de 14 po Livré avec roulettes arrière de 5 po	\$0.00	☐ Roues arrière mag 14 po	\$0.00
☐ Roues arrière mag 20 po	\$0.00	☐ Roues arrière mag 22 po	\$0.00

Jantes de roue mag pour les mains

☐ Jantes de poussée retirées \$0.00

Extensions de verrouillage de roues

☐ Poignées allongées de frein de stationnement (paire) (E0961) \$81.00

Roulettes avant

☐ Roulettes pivotantes à fourche de 5 po avec moyeu en aluminium Disponible uniquement avec roues mag arrière \$241.00

☐ Roulettes avant de 5 po à verrouillage total \$0.00

☐ Roulettes doubles de 5 po \$241.00

☐ Roulettes pivotantes à fourche ADP de 5 \$0.00

Support latéral Comfort Company

☐ Support latéral Comfort Co. (E0956) Compatible avec des largeurs du siege jusqu'à 24 po \$564.00

Haut d'accoudoir

☐ Accoudoir réglable long \$0.00

☐ Accoudoir réglable standard \$0.00

Coussin d'accoudoir

☐ Gouttière pour bras (gauche) et appui-bras souple (droite) \$165.00

☐ Gouttières pour bras (paire) \$329.00

☐ Gouttière pour bras (droite) et appui-bras souple (gauche) \$165.00

☐ Appui-bras rembourré (noir) Non compatible avec un plateau \$95.00

☐ Appui-bras long \$51.00

☐ Appui-bras long rembourré en vinyle (noir) Non compatible avec un plateau \$152.00

☐ Appui-bras étroit \$0.00

☐ Appui-bras standard \$0.00

Coussin d'accoudoir rabattable

Permet l'utilisation de supports de bras rembourrés avec plateaux.

☐ Revêtement en mousse rembourrée – Appui-bras long **\$196.00**
☐ Revêtement en mousse rembourrée – Appui-bras standard **\$147.00**
Type de repose-jambes
☐ Soutien pour jambe inférieure standard **\$0.00**
Repose-pieds avec ceinture
☐ Soutien de jambe inférieure en 1 section à 2 sangles (12 po-19 po) **\$0.00**
☐ Soutien de jambe inférieure en 1 section à 3 sangles (14 po-21 po) **\$0.00**
☐ Soutien de jambe inférieure en 1 section à 4 sangles (16 po-23 po) **\$0.00**
☐ Soutien de jambe inférieure en 1 section à 5 sangles (18 po-25 po) **\$0.00**
☐ Soutien de jambe inférieure en 2 sections à 2 sangles (12 po-19 po) Non disponible en largeur d'assise de 16 po **\$0.00**
☐ Soutien de jambe inférieure en 2 sections à 3 sangles (14 po-21 po) Non disponible en largeur d'assise de 16 po **\$0.00**
☐ Soutien de jambe inférieure en 2 sections à 4 sangles (16 po-23 po) Non disponible en largeur d'assise de 16 po **\$0.00**
☐ Soutien de jambe inférieure en 2 sections à 5 sangles (18 po-25 po) Non disponible en largeur d'assise de 16 po **\$0.00**
Forfait de rembourrage
☐ Coussins APP seulement **\$0.00**
☐ Coussins standard et APP **\$0.00**
☐ Coussins standard seulement (avec modifications) **\$0.00**

Coussins d'appui-nuque

Pour les forfaits de remboursement, veuillez consulter les options Additional Positioning Padding (APP) et Slim Posture Padding (SPP) au bas du formulaire

- | | |
|--|---|
| ☐ Appui cervical viscoélastique profilé (Triptex) \$51.00 | ☐ Appui cervical profilé viscoélastique (vinyle) (noir) \$51.00 |
| ☐ Appui cervical profilé viscoélastique (vinyle) (assorti à la couleur du revêtement choisi) Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$51.00 | ☐ Appui cervical standard (noir) \$0.00 |
| ☐ Appui cervical standard (assorti à la couleur du revêtement choisi) Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$0.00 | |

Supports latéraux d'épaules

Pour les forfaits de remboursement, veuillez consulter les options Additional Positioning Padding (APP) et Slim Posture Padding (SPP) au bas du formulaire

- | | |
|--|--|
| ☐ Longs supports d'épaule (noir) \$134.00 | ☐ Longs supports d'épaule (assortis à la couleur du revêtement choisi) Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$134.00 |
| ☐ Supports d'épaule standard (noir) \$0.00 | ☐ Supports d'épaule standard (assortis à la couleur du revêtement choisi) Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$0.00 |

Coussin de siège

Pour les forfaits de remboursement, veuillez consulter les options Additional Positioning Padding (APP) et Slim Posture Padding (SPP) au bas du formulaire

- | | |
|--|--|
| ☐ Housse de siège complète (noir) \$61.00 | ☐ Housse de siège complète (assortie à la couleur du revêtement choisi) Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$61.00 |
| ☐ Housse de siège complète avec fente (noir) \$61.00 | ☐ Housse de siège complète avec fente (assortie à la couleur du revêtement choisi) Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$61.00 |

Coussin de dossier

Pour les forfaits de rembourrage, veuillez consulter les options Additional Positioning Padding (APP) et Slim Posture Padding (SPP) au bas du formulaire

- | | |
|---|---|
| ☐ Housse de dossier complète (noir) \$61.00 | ☐ Housse arrière complète (assortie à la couleur du rembourrage choisi) Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$61.00 |
|---|---|

Coussin pour mollet

Pour les forfaits de rembourrage, veuillez consulter les options Additional Positioning Padding (APP) et Slim Posture Padding (SPP) au bas du formulaire

- | | |
|---|--|
| ☐ Coussin pour repose-jambes en ABS (noir) \$0.00 | ☐ Coussin pour repose-jambes en ABS (assorti à la couleur du revêtement choisi) Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$0.00 |
| ☐ Coussin standard pour mollets (noir) \$0.00 | ☐ Coussin standard pour mollets (assorti à la couleur du revêtement choisi) Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$0.00 |

Coussin de semelle

- | | |
|---|---|
| ☐ Coussin repose-pieds simple standard (noir) \$0.00 | ☐ Coussin repose-pieds simple standard (assorti à la couleur du revêtement choisi) Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$0.00 |
| ☐ Housse pour repose-pieds en néoprène (noir) \$0.00 | ☐ Housse pour repose-pieds avec néoprène (assortie à la couleur du revêtement choisi) Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$0.00 |
| ☐ Housse pour repose-pieds avec néoprène pour maintien sur repose-pieds ABS (noir) \$0.00 | ☐ Housse pour repose-pieds avec néoprène pour maintien sur repose-pieds ABS (assorti à la couleur du r Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$0.00 |
| ☐ Coussin repose-pieds standard \$0.00 | ☐ Coussin repose-pieds standard Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$0.00 |

Boîtier pour pieds

- | | |
|---|--|
| ☐ Boîte repose-pieds longue (noir) \$411.00 | ☐ Boîte repose-pieds longue (assorti à la couleur du revêtement choisi) Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$411.00 |
|---|--|

Sangle de positionnement pelvien

- | | |
|--|--|
| ☐ Ceinture de positionnement pelvien rembourrée (noire) \$91.00 | ☐ Ceinture de positionnement pelvien rembourrée (assortie à la couleur d'accent choisie) Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$91.00 |
| ☐ Ceinture de positionnement pelvien rembourrée avec autobouclante (noire) \$91.00 | ☐ Ceinture de positionnement pelvien rembourrée Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$91.00 |
| ☐ Ceinture de positionnement pelvien avec boucle centrale \$64.00 | ☐ Ceinture de positionnement pelvien avec boucle latérale \$64.00 |
| ☐ Ceinture de positionnement pelvien \$64.00 | ☐ Ceinture de positionnement pelvien \$64.00 |

Sangle de positionnement des cuisses

- | | |
|---|--|
| ☐ Ceinture de positionnement des cuisses en néoprène APP prolongée \$146.00 | ☐ Ceinture de positionnement des cuisses en néoprène APP prolongée \$152.00 |
| ☐ Ceinture de positionnement des cuisses (noir) \$146.00 | ☐ Ceinture de positionnement des cuisses (assortie à la couleur du revêtement choisi) Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$146.00 |
| ☐ Ceinture de positionnement des cuisses (néoprène) \$146.00 | ☐ Ceinture de positionnement des cuisses \$152.00 |
| ☐ Ceinture de positionnement des cuisses Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$152.00 | ☐ Ceinture de positionnement des cuisses \$152.00 |

Coussin de réduction latérale

- | | |
|--|---|
| ☐ Coussin de réduction latéral (noir) \$121.00 | ☐ Coussin de réduction latéral (assorti à la couleur d'accent choisie) \$121.00 |
|--|---|

Stabilisateurs avant

☐ Stabilisateurs avant \$108.00

Stabilisateurs arrière

☐ Stabilisateurs arrière \$108.00

Stabilisateurs latéraux

☐ Stabilisateurs latéraux \$190.00

Supports latéraux du torse

☐ Supports latéraux du torse Installation en usine recommandée \$695.00

Accessoires**Accessoires - Supplémentaires**

☐ Porte-gobelet (pivot gris) \$57.00

☐ Sac de transport d'oxygène \$109.00

Ensemble pour soins intensifs**Forfait Configuration Soins Intensifs (ACC) - Modèle de fauteuil roulant**

Comprend : housses complètes en vinyle, support de jambe inférieur en ABS avec coussins de support pour les pieds (installation en usine, largeurs de 16 à 24 po)

☐ Ensemble ACC – Pour Synthesis Installation en usine. Comprend une assise et un dossier entièrement enveloppés de vinyle, des supports d'épaules ACC et un repose-jambes en ABS avec appuis-mollets et appuis-plantaire. Sélectionner « Aucun » dans les options de support de jambes ci-dessus lors du choix de cette option. (Largeurs de 16 à 24 po) \$552.00

Broda APP (ensemble de positionnement) et Broda SPP (ensemble de positionnement mince)

Coussin de positionnement supplémentaire (APP) - Prix du forfait

Le forfait de rembourrage APP Broda comprend : coussin d'assise, support de dossier et de tête, support pour pieds et mollets, housses latérales supérieures et inférieures (non compatible avec une hauteur de dossier de 35 po)

- | | |
|---|---|
| ☐ Ensemble APP – Positionnement – Largeurs 16 po \$641.00 | ☐ Ensemble APP – Positionnement – Largeurs 22 po \$771.00 |
| ☐ Ensemble APP – Positionnement – Largeurs 26 po \$901.00 | |

Coussin de posture mince (SPP) - Coussin d'assise

- | | |
|---|---|
| ☐ Coussin de siège SPP 16 po largeur du siège x 17 po \$212.00
profondeur du siège (E2601) | ☐ Coussin de siège SPP 16 po largeur du siège x 18 \$212.00
(E2601) |
| ☐ Coussin de siège SPP 16 po largeur du siège x 20 po \$212.00
profondeur du siège (E2601) | ☐ Coussin de siège SPP 18 po largeur du siège x 17 po \$212.00
profondeur du siège (E2601) |
| ☐ Coussin de siège SPP 18 po largeur du siège x 18 \$212.00
(E2601) | ☐ Coussin de siège SPP 18 po largeur du siège x 20 po \$212.00
profondeur du siège (E2601) |
| ☐ Coussin de siège SPP 20 po largeur du siège x 17 po \$212.00
profondeur du siège (E2601) | ☐ Coussin de siège SPP 20 po largeur du siège x 18 \$212.00
(E2601) |
| ☐ Coussin de siège SPP 20 po largeur du siège x 20 po \$212.00
profondeur du siège (E2601) | ☐ Coussin de siège SPP 22 po largeur du siège x 17 po \$234.00
profondeur du siège (E2602) |
| ☐ Coussin de siège SPP 22 po largeur du siège x 18 \$234.00
(E2602) | ☐ Coussin de siège SPP 22 po largeur du siège x 20 po \$234.00
profondeur du siège (E2602) |
| ☐ Coussin de siège SPP 24 po largeur du siège x 17 po \$234.00
profondeur du siège (E2602) | ☐ Coussin de siège SPP 24 po largeur du siège x 18 \$234.00
(E2602) |
| ☐ Coussin de siège SPP 24 po largeur du siège x 20 po \$234.00
profondeur du siège (E2602) | ☐ Coussin de siège SPP 26 po largeur du siège x 17 po \$262.00
profondeur du siège (E2602) |
| ☐ Coussin de siège SPP 26 po largeur du siège x 18 \$262.00
(E2602) | ☐ Coussin de siège SPP 26 po largeur du siège x 20 po \$262.00
profondeur du siège (E2602) |

Sac pour accessoires

Sac accessoire

- | | | | |
|---|-----------------|---|----------------|
| ☐ Sac d'accessoires (paire) | \$102.00 | ☐ Sac d'accessoires (unitaire) | \$51.00 |
| ☐ Sac d'accessoires brodés (paire) | \$165.00 | ☐ Sac d'accessoires brodé (unitaire) | \$83.00 |

Sac accessoire - Broderie

- | | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| ☐ Broderie sur sac d'accessoires – Police bâton | \$0.00 | ☐ Broderie sur sac d'accessoires – Police pinceau | \$0.00 |
|--|---------------|--|---------------|

Sac accessoire - Caractères

- | | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| ☐ Sac d'accessoires – 1 caractère seulement | \$0.00 | ☐ Sac d'accessoires – 2 caractères | \$0.00 |
|--|---------------|---|---------------|

Sac accessoire - 1er caractère

Sac accessoire - 2e caractère

Ensemble de coussins HSP**Forfait Coussinage Spécial Huntington (HSP) - Modèle de fauteuil**

- | | |
|--|-----------------|
| ☐ Ensemble HSP – Pour Synthesis | \$651.00 |
|--|-----------------|

Forfait Coussinage Spécial Huntington (HSP) - Support latéral d'épaules

- | | |
|---|---------------|
| ☐ Ensemble HSP – Coussin pour épaules long Synthesis (E0956) | \$0.00 |
|---|---------------|

Forfait Coussinage Spécial Huntington (HSP) - Sangle de positionnement des cuisses

- | | |
|--|---|
| ☐ Ensemble HSP – Ceinture de positionnement des cuisses prolongée en néoprène (plateau de siège ou FVC (E0957) \$0.00 | ☐ Ensemble HSP – Ceinture de positionnement des cuisses prolongée en néoprène (E0957) \$0.00 |
| ☐ Ensemble HSP – Ceinture de positionnement des cuisses en néoprène (E0957) \$0.00 | ☐ Ensemble HSP – Ceinture de positionnement des cuisses en néoprène (E0957) \$0.00 |
| ☐ Ensemble HSP – Ceinture de positionnement des cuisses rembourrée (assortie à la couleur du revêtement (E0957) Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$0.00 | ☐ Ensemble HSP – Ceinture de positionnement des cuisses rembourrée (E0957) Offert dans toutes les couleurs de revêtement, sauf Beeline Espresso et Beeline Portobello. \$0.00 |
| ☐ Ensemble HSP – Ceinture de positionnement des cuisses rembourrée (noir) (standard) (E0957) \$0.00 | ☐ Ensemble HSP – Ceinture de positionnement des cuisses rembourrée (E0957) \$0.00 |

Poteau pour soluté**Ajouter Poteau IV**

- | | |
|--|-----------------|
| ☐ Poteau IV undefined | \$121.00 |
|--|-----------------|

Perche à perfusion - Installée en usine sur le fauteuil

- | | |
|---|---------------|
| ☐ Poteau pour soluté – Pour Synthesis avec roues mag arrière/centrales | \$0.00 |
|---|---------------|

Perche à perfusion - Couleur du cadre

- | | |
|---|---------------|
| ☐ Poteau pour soluté – Armature noire standard | \$0.00 |
|---|---------------|

Perche à perfusion - Montage

- | | |
|---|---------------|
| ☐ Poteau pour soluté – Support de poteau pour soluté standard uniquement | \$0.00 |
|---|---------------|

Perche à perfusion - Emplacement

- | | |
|---|---------------|
| ☐ Poteau pour soluté – Montage avant AVERTISSEMENT : DOIT être retiré pour conformité WC19 lors du transport en véhicule | \$0.00 |
|---|---------------|

Support à oxygène

Ajouter Support d'oxygène

- ☐ Support d'oxygène undefined \$203.00

Support de bouteille d'oxygène - Installé en usine sur le fauteuil

- ☐ Porte-oxygène – Pour Synthesis avec roues mag arrière \$0.00
Si des roues arrière en magnésium sont sélectionnées,
le support pour bouteille d'oxygène doit être monté à
l'avant.

Support de bouteille d'oxygène - Couleur du cadre

- ☐ Porte-oxygène – Montage avant Black Synthesis – \$0.00
Adaptateur requis

Support de bouteille d'oxygène - Type de montage

- ☐ Porte-oxygène – Montage à pince unique et adaptateur \$0.00

Support de bouteille d'oxygène - Emplacement de montage

- ☐ Porte-oxygène – Montage avant AVERTISSEMENT : \$0.00
DOIT être retiré pour conformité WC19 lors du transport
en véhicule

Demi-plateau**Ajouter Demi plateau**

- ☐ Demi plateau undefined \$512.00

Demi plateau - Emplacement

- ☐ Demi-plateau – Côté gauche \$0.00 ☐ Demi-plateau – Côté droit \$0.00

Couvre-plateau**Ajouter Plateau de genoux**

- ☐ Plateau de genoux undefined \$0.00

Plateau de cuisse - Couleur du dessus

- | | | | |
|---|--------|--|---------|
| ☐ Plateau complet (noir) | \$0.00 | ☐ Plateau complet (transparent) | \$13.00 |
| ☐ Plateau complet (gris) | \$0.00 | | |

Plateau de cuisse - Couleur du revêtement

- | | |
|--|----------|
| ☐ Couvre-plateau complet – Vinyle Modena noir | \$190.00 |
|--|----------|

Plateau de cuisse - Sangle de retenue

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| ☐ Plateau complet – Sangle à coudre – Boucle côté gauche | \$0.00 | ☐ Plateau complet – Sangle à coudre – Boucle côté droit | \$0.00 |
| ☐ Plateau complet – Sangle standard – Boucle centrale | \$0.00 | ☐ Plateau complet – Sangle standard – Boucle côté gauche | \$0.00 |
| ☐ Plateau complet – Sangle standard – Boucle côté droit | \$0.00 | | |

Anciens combattants**Commande pour vétéran militaire**

- | | |
|---|--------|
| ☐ Commande VA « Honorez nos vétérans » | \$0.00 |
|---|--------|

Emblème de la branche des forces

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| ☐ Écusson U.S. Air Force | \$0.00 | ☐ Écusson U.S. Army | \$0.00 |
| ☐ Écusson U.S. Coast Guard | \$0.00 | ☐ Écusson U.S. Marine Corps | \$0.00 |
| ☐ Écusson U.S. Navy | \$0.00 | | |

Expédition et fret

Frais d'expédition initiaux

- | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ☐ Expédier à un revendeur Broda agréé | \$165.00 | ☐ Expédier directement au client | \$200.00 |
|--|-----------------|---|-----------------|

Services de livraison supplémentaires

- | | | | |
|--|-----------------|--|-------------------------|
| ☐ Services de hayon élévateur
La livraison est effectuée au moyen d'une remorque équipée d'un hayon élévateur permettant le passage du niveau de la remorque au niveau du sol. | \$200.00 | ☐ Service de livraison résidentielle
Livraison à un lieu résidentiel | \$200.00 |
| ☐ Ification avant la livraison:
Le transporteur demande au destinataire d'être contacté AVANT la livraison de l'envoi | \$85.00 | ☐ Service de livraison à l'intérieur:
Déplacement de l'envoi au-delà de la position de déchargement, c'est-à-dire plus près d'une porte, à l'intérieur d'un bâtiment, à l'étage, au bout d'un couloir, etc. Le prix est spécifique à chaque commande, en fonction des besoins du client en matière de livraison intérieure | Min
\$250.00 |
| ☐ Service à accès limité:
La livraison est effectuée au moyen d'une remorque équipée d'un hayon élévateur permettant le passage du niveau de la remorque au niveau du sol. | \$165.00 | | |